


Anti-Eif5B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60841

Artikelnummer: CM0014033



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF5B (IF2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Translationsinitiation und Forschung zur ribosomalen Untereinheiten-Verknüpfung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF5B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IF2; EIF5B
Spezies	Human
GeneID (human)	9669
GeneID	9669
Immunogen	Rekombinantes Protein, Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-273 von humanem EIF5B (NP_056988.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60841
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eistüte