

Anti-Elastin (Eln) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15502

Artikelnummer: CM0006885

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Elastin (ELN), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Rekombinantes Immunogen. Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix und vaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Spezies	Mensch
GenID	2006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-200 von menschlichem ELN (NP_001265868.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15502
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel