

## Anti-Elastin (Eln) Monoklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15502

Artikelnummer: CM0007453



### Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Elastin (ELN), validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Zielsequenz: Aminosäuren 27-200. Für Untersuchungen der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ELN-Kaninchen-mAk                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 2006 (Mensch)                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-200 des menschlichen ELN (NP_001265844.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | P15502                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 68 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                 |