

Anti-Elastin Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15502

Artikelnummer: CM0021316

Einführung

Anti-Elastin (ELN) Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte; geeignet für Forschung im Bereich extrazelluläre Matrix und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Spezies	Mensch
GenID	2006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-200 von menschlichem ELN (NP_001265868.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15502
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel