

Anti-Elavl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12926

Artikelnummer: CM0030729

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ELAVL2 (HuB, HEL-N1), validiert in WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften und RNA-bindende Protein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELAVL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1993
GenID	1993
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ELAVL2 (NP_004423.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12926
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel