

Anti-Elavl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

Artikelnummer: CM0028986

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ELAVL3 (HuC, PLE21) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften zur Erforschung der neuronalen Differenzierung und mRNA-Regulation. - 40kDa, Q14576.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELAVL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1995
Gen-ID	1995
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 161-260 von humanem ELAVL3 (NP_001411.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14576
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel