

Anti-Elavl4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26378

Artikelnummer: CM0016464



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ELAVL4 (HuD) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Neurobiologie- und Paraneoplastisches-Syndrom-Forschung. Vorhergesagte MW 42 kDa. SWISS P26378.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELAVL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HUD; PNEM; ELAVL4
Spezies	Mensch
GeneID	1996
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ELAVL4 entspricht (NP_068771.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P26378
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel