

Anti-Elf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15723

Artikelnummer: CM0025470

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ELF2 (EU32/NERF). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem ELF2. Zielproteingewicht 64 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EU32; NERF; NERF-2; NERF-1A; NERF-1B; NERF-1a; b; ELF2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1998
Gen-ID	1998
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15723
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel