

Anti-Elf4 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q99607

Artikelnummer: CM0025948

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ELF4, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Rekombinantes Immunogen, kreuzreagiert mit humanem ELF4 (UniProt Q99607). Geeignet für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, angeborener Immunität und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem ELF4 (NP_001412.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99607
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel