

Anti-Elk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19419

Artikelnummer: CM0016139



Einführung

ELK1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt die C-terminale Region des ETS-Domänen-Transkriptionsfaktors ELK1, der an der MAPK-Signalübertragung und der Induktion von Immediate-Early-Genen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ELK1
Spezies	Human
Gen-ID	2002
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 201-297 von humanem ELK1 (NP_005220.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19419
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel