

Anti-Elk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P19419

Artikelnummer: CM0003497



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-ELK1-Antikörper validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den ETS-Domänen-Transkriptionsfaktor Elk-1 ab, einen zentralen Mediator der MAPK-Signalübertragung und Aktivierung von Sofort-Früh-Genen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ELK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2002
Gen-ID	2002
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 329-428 von humanem ELK1 (NP_001107595.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19419
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel