


Anti-ELL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000472

Artikelnummer: CM0024474



Einführung

Hochwertiger Anti-ELL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal zur Untersuchung der RNA-Polymerase-II-Elongation, snRNA-Transkription und Immunglobulin-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRCCAT1; ELL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22936
GenID	22936
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 200-292 von menschlichem ELL2 (NP_036213.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	000472
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel