


Anti-Elmo1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92556

Artikelnummer: CM0005685



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ELMO1 (Q92556) für WB, IHC-P, ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von zytoskelettalen Umordnungen, Phagozytose und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELMO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9844
GenID	9844
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 628-727 von humanem ELMO1 (Q92556) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92556
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel