


Anti-Elmo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92556

Artikelnummer: CM0013321



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches ELMO1, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Phagozytose, Zellmotilität und DOCK-GEF/RAC1-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9844
GenID	9844
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 527-727 von menschlichem ELMO1 (NP_055615.8) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92556
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel