

Anti-Elmo2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q96Jj3

Artikelnummer: CM0015538



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes ELMO2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Phagozytose, Zellmotilität und Aufnahme apoptotischer Zellen. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (AS 42-120).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELMO2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2
Art	Mensch
Gen-ID	63916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 42-120 des humanen ELMO2 (NP_877496.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Jj3
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku