

## Anti-Elmo3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Bj8

Artikelnummer: CM0025641

### Einführung

Humanes ELMO3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Das Ziel ist ein an der Phagozytose und Zellmotilität beteiligtes Protein, das an Umbauvorgängen des Zytoskeletts beteiligt ist. Ideal für die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ELMO3 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)    | 79767                                                                                                                               |
| GenID             | 79767                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 504-773 von humanem ELMO3 (NP_078988.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                 |
| SWISS             | Q96Bj8                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 81kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                           |