

Anti-Elmod2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iz81

Artikelnummer: CM0030159

Einführung

ELMOD2 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines ELMOD2 (35kDa), ein GTPase-aktivierendes Protein, das an der antiviralen Abwehr und der Arf-Familie GAP-Aktivität beteiligt ist. Ideal für die Immunologie- und Zellbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELMOD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	9830169G11Rik; ELMOD2
Spezies	Human
GeneID (Human)	255520
GeneID	255520
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von murinem ELMOD2 (Q8BGF6) enthält.)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8IZ81
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel