

Anti-ELN (Elastin)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - P15502

Artikelnummer: CM0017984

Einführung

CamelBio bietet einen Anti-ELN-(Elastin)-Kaninchen-pAb, validiert für IHC-P und ELISA. Er richtet sich gegen humanes Elastin (UniProt P15502), ein sezerniertes Protein der extrazellulären Matrix mit einem Molekulargewicht von 68 kDa. Ideal für die Forschung an Herz-Kreislauf-System und Bindegewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2006
GeneID	2006
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-97 des humanen ELN (P15502) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15502
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku