

Anti-Elongin-A2 (Tceb3B) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8lyf1

Artikelnummer: CM0028203

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Elongin-A2 (TCEB3B) für WB & ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Transkriptionselongation und Hodenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCEB3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
Spezies	Human
Gen-ID	51224
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 534-753 des humanen TCEB3B (NP_057511.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8IYF1
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel