

Anti-Elovl2 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nxb9

Artikelnummer: CM0018829

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes ELOVL2, eine Elongase für sehr langkettige Fettsäuren. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Forschung zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELOVL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SSC2; ELOVL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 247-296 von humanem ELOVL2 enthält (NP_060240.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NXB9
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel