

Anti-Elovl4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr5

Artikelnummer: CM0027697

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ELOVL4, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Elongation von sehr langkettigen Fettsäuren und damit verbundenen Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELOVL4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6785
GeneID	6785
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ELOVL4 (NP_073563.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZR5
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel