

Anti-Elovl5 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nyp7

Artikelnummer: CM0023683

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ELOVL5, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf die Elongase für sehr langkettige Fettsäuren 5 ab, die am Lipidstoffwechsel beteiligt ist und mit spinocerebellärer Ataxie in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELOVL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HELO1; SCA38; dj483K16.1; ELOVL5
Spezies	Human
GeneID (Human)	60481
GeneID	60481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 247-326 von humanem ELOVL5 (NP_001229757.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NYP7
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel