

Anti-Elp2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Ia86

Artikelnummer: CM0016562



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ELP2, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Elongator-Komplexes und der tRNA-Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELP2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	StiP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
Art	Mensch
Gen-ID	55250
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 300-600 des humanen ELP2 (NP_001229808.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6IA86
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Kühlakku