

Anti-Elp3 (Kat9) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Artikelnummer: CM0026225



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes KAT9/ELP3, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt Elongator-Komplex-Protein 3, eine tRNA-Acetyltransferase, die mit Neurodegeneration und Neurogenese in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT9/Elp3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55140
Gen-ID	55140
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9T3
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel