

Anti-Elp5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Te02

Artikelnummer: CM0024464

Einführung

ELP5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human und Maus. Zielt auf Elongator-Komplex-Protein 5 ab, das an der tRNA-Modifikation und Zellmigration beteiligt ist. Ideal für Studien zur post-transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
Spezies	Human
GenID (Human)	23587
GenID	23587
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 17-316 von humanem ELP5 (NP_056177.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8TE02
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel