

Anti-Elspbp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q96Bh3

Artikelnummer: CM0022096

Einführung

Kaninchchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ELSPBP1 (E12, HE12). Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Erkennt das sekretierte epididymale spermienbindende Protein, das an der Befruchtung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELSPBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64100
GenID	64100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-223 von humanem ELSPBP1 (NP_071425.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96BH3
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel