

Anti-Elspbp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Bh3

Artikelnummer: CM0020156

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane ELSPBP1-Protein. Für Anwendungen in Western Blot und ELISA validiert. Unterstützt die Forschung zu Spermienkapazitation, Befruchtung und Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELSPBP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen / Alias	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	64100
GeneID	64100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-223 des humanen ELSPBP1 (NP_071425.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96BH3
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku