

Kaninchen-Polyklonale Anti-Emb (Embigin/Gp70)-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Pcb8

Artikelnummer: CM0012890



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Embigin (EMB/GP70). Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Untersuchungen zum Motoneuronauswachsen, neuromuskulären Synapsen und der Lokalisation von Monocarboxylat-Transportern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EMB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GP70; EMB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	133418
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-260 von menschlichem EMB (NP_940851.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6PCB8
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel