

Anti-Emc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N766

Artikelnummer: CM0015244



Einführung

CamelBio liefert anti-EMC1 Kaninchen-polyklonalen Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in humanen Proben. Zielt auf ER-Membrankomplex-Untereinheit 1 ab, ideal für IVD-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EMC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 885-965 des menschlichen EMC1 (NP_055862.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N766
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel