


Anti-Emc4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5J8M3

Artikelnummer: CM0003830



Einführung

Kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen die humane Untereinheit 4 des ER-Membrankomplexes (EMC4, auch PIG17/TMEM85). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EMC4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	PIG17; TMEM85; EMC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51234
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 des humanen EMC4 (NP_057538.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5J8M3
Proteinmasse	15 kDa/16 kDa/20 kDa
Versand	Eisbeutel