


Anti-Emc8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043402

Artikelnummer: CM0013082



Einführung

EMC8 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Teil des EMC-Komplexes, essentiell für den Einbau von Membranproteinen; geeignet für ER- und Proteintransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EMC8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10328
Gen-ID	10328
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von humanem EMC8 (NP_006058.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43402
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel