

Anti-Eme1 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ay2

Artikelnummer: CM0030694



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen EME1, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes EME1 (63 kDa) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von DNA-Reparatur und Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EME1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MMS4L; SLX2A; EME1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	146956
GenID	146956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-320 des humanen EME1 (NP_689676.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96AY2
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel