


Anti-Emerin/Emd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Artikelnummer: CM0009963



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches Emerin/EMD, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung an Kernhülle, Chromatin und Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Emerin/EMD Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2010
Gen-ID	2010
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-254 von menschlichem Emerin/EMD (P50402) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50402
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel