


Anti-Emerin/Emd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Artikelnummer: CM0017146



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Emerin/EMD (SWISS P50402), anwendbar für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; erkennt menschliches und murines Emerin; ideal für Untersuchungen der Kernhülle und der Emery-Dreifuss-Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Emerin/EMD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2010
GenID	2010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem Emerin/Emerin/EMD (NP_000108.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P50402
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel