


Anti-Emerin/Emd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Artikelnummer: CM0016561



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Emerin (EMD). Validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der Kernhülle und Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Emerin/EMD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Spezies	Human
GenelD	2010
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem Emerin/EMD (NP_000108.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P50402
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel