

Anti-Eml2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95834

Artikelnummer: CM0016281



Einführung

Anti-EML2 polyklonaler Antikörper (Kaninchen) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes EML2 und kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf ein mikrotubuli-assoziiertes Protein ab, das an der Regulation des Zytoskeletts beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EML2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	24139
GenID	24139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-415 von humanem EML2 (NP_036287.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O95834
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel