

Anti-Eml3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q32P44

Artikelnummer: CM0024380

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EML3. Geeignet für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Untersuchung des mitotischen Spindelaufbaus, der Chromosomenausrichtung und der Mikrotubuli-Nukleation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EML3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
Spezies	Mensch
GeneID	256364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-530 von humanem EML3 (NP_694997.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q32P44
Protein-Gewicht	95kDa
Versand	Eistasche