

## Anti-Eml4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc35

Artikelnummer: CM0024528



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen EML4, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem EML4. Geeignet für Forschung zu Mikrotubuli-Dynamik, Mitose und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | EML4 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPP120; EML4                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 27436                                                                                                                         |
| GenID             | 27436                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-560 von humanem EML4 (NP_061936.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q9HC35                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 109kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |