

Anti-Emr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q14246

Artikelnummer: CM0015967

Einführung

Das EMR1 Kaninchen-pAb (Q14246) von CamelBio ist ein polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Adhäsions-GPCR E1, beteiligt an Interaktionen von Immunzellen und Eosinophilenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EMR1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EMR1; TM7LN3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2015
GenID	2015
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 477-596 von menschlichem EMR1 (NP_001965.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14246
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel