


Anti-Emr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uhx3

Artikelnummer: CM0015567



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EMR2 (ADGRE2, CD312) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für Studien zur Zelladhäsion, Chemotaxis und Degranulation von Mastzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EMR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VBÜ; CD97; EMR2; CD312
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	30817
Gen-ID	30817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-500 von humanem EMR2 (NP_038475.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHX3
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel