

Anti-Emsy/C11orf30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z589

Artikelnummer: CM0030014



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen EMSY (C11orf30), einen mit BRCA2 interagierenden Transkriptionsrepressor, der an DNA-Reparatur und Chromatin-Remodellierung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C11orf30 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GL002; C11orf30
Spezies	Mensch
Gen-ID	56946
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1153-1322 des menschlichen C11orf30 (NP_064578.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z589
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Eisbeutel