

Anti-Emx1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04741

Artikelnummer: CM0024508

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EMX1, geeignet für WB und ELISA. Erkennt ein 31 kDa Protein im menschlichen Großhirnrinde; kreuzreagiert mit Maus. Unterstützt die entwicklungsneurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EMX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EMX1
Spezies	Human
GeneID	2016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 70-190 von humanem EMX1 (NP_004088.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q04741
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel