

Anti-En2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P19622

Artikelnummer: CM0022891

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EN2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Homeobox-Protein Engrailed-2 in der Entwicklungsbiologie und der Forschung zu Autismus-Spektrum-Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EN2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	EN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2020
GeneID	2020
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-333 des humanen EN2 (NP_001418.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19622
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku