

Anti-Enah-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N8S7

Artikelnummer: CM0021336



Einführung

ENAH Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, der gegen humanes ENAH (auch bekannt als MENA) gerichtet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Optimal für die Zytoskelett-Remodellierung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENAH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ENA, MENA, NDP1, ENAH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55740
GenID	55740
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 412-591 von humanem ENAH (NP_001008493.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N8S7
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel