

Anti-Endo G Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14249

Artikelnummer: CM0008855

Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliche Endonuklease G, mitochondrial (ENDOG). Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Endo G. Geeignet für Apoptose- und mitochondriale DNA-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Endo G Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ENDOG; Endonuklease G; Endo G
Spezies	Mensch
Gen-ID	2021 (menschlich)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 198-297 von menschlichem Endo G (Q14249) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14249
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel