

Anti-Endogl1/Engl Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2C4

Artikelnummer: CM0002780



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes ENDOGL1/ENGL (EXOG), eine mitochondriale Nuklease, gerichtet ist. Ideal für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Geeignet zur Untersuchung der mitochondrialen DNA-Wartung und Apoptose. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENDOGL1/ENGL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9941
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 269-368 von humanem ENDOGL1 / ENGL (Q9Y2C4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y2C4
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel