

Anti-Endomucin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULc0

Artikelnummer: CM0028016

Einführung

Endomucin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Endomucin. Ideal zur Untersuchung der Endothelzellfunktion, Gefäßbiologie und Wechselwirkungen mit der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Endomucin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EMCN2; MUC14; Endomucin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51705
Gen-ID	51705
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-135 von menschlichem Endomucin (NP_057326.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9ULC0
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel