

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Endonuklease G (Endo G) Für Wb, Elisa - Q14249

Artikelnummer: CM0016515

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Endonuklease G (Endo G), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Funktion der mitochondrialen Endonuklease bei DNA-Reparatur, Autophagie und Stressreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Endo G Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ENDOG; Endo G
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2021
GeneID	2021
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 49-297 der humanen Endonuklease G (NP_004426.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14249
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku