


## Anti-Endothelin 1 (Et1, Ppet1), Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

Artikelnummer: CM0015619



### Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Kaninchen-Anti-Endothelin-1-Antikörper (ET1, PPET1), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die kardiovaskuläre und plazentare Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Endothelin-1-Kaninchen-pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endothelin 1                                                                                     |
| Art               | Mensch                                                                                                                            |
| GeneID (Mensch)   | 1906                                                                                                                              |
| GeneID            | 1906                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-212 des menschlichen Endothelin 1 entspricht (NP_001946.3) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | P05305                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 24 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                          |