

Anti-Engrailed 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q05925

Artikelnummer: CM0002939

Einführung

Anti-Engrailed 1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten Engrailed 1. Geeignet für Studien zur Gliedmaßenentwicklung und dorsoventralen Musterbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Engrailed 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ENDOVESLB; Engrailed 1
Spezies	Human
GeneID (human)	2019
GeneID	2019
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 293-392 von humanem Engrailed 1 (Q05925) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q05925
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel